

TAREFAS

- Determinar o comprimento do arremesso em função do ângulo e da velocidade.
- Cálculo da velocidade do arremesso em função do máximo comprimento.
- Esboço pontual da “Parábola” em função do ângulo e da velocidade.
- Confirmação do Princípio da Superposição.

OBJETIVO

Esboço pontual da “Parábola”

RESUMO

O movimento da bola, que sofre ação de um campo gravitacional em relação ao horizonte, segue uma curva no ar em forma de parábola, cuja altura e comprimento dependem do ângulo e da velocidade de arremesso. Com uso de uma barra de medição de altura com dois ponteiros, ela vai levantar pontualmente a topografia.

APARELHOS NECESSÁRIOS

Número	Instrumentos	Artigo Nº
1	Aparelho de lançamento	U10360
1	Suporte para o dispositivo de lançamento	U10361
1	Medidor de alturas, 1 m	U8401560
1	Conjunto de indicadores para o metro	U8401570
1	Base em tonel 1000 g	U13265
1	Fita métrica, 2 m	U10073

1

FUNDAMENTOS GERAIS

O movimento da bola, que sofre ação de um campo gravitacional sob um ângulo horizontal, se comporta de acordo com o princípio da superposição no movimento com velocidade constante na direção do arremesso e no movimento de queda também. Isso resulta numa curva em forma de parábola, cuja altura e comprimento são dependentes do ângulo α e da velocidade v_0 .

Para calcular a curva de forma simplificada, deixa-se a origem do sistema de coordenadas no ponto referente ao centro da bola e nele o instante inicial e despreza-se a resistência do ar. Então a bola se mantém na direção horizontal, mantém sua velocidade inicial

$$(1) \quad v_x(0) = v_0 \cdot \cos \alpha$$

e chega no instante t o deslocamento horizontal.

$$(2) \quad x(t) = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t$$

Na direção vertical, a bola percorre sob ação do campo gravitacional à aceleração da gravidade g . No instante t , mantém a sua velocidade

$$(3) \quad v_y(t) = v_0 \cdot \sin \alpha - g \cdot t$$

e o deslocamento vertical.

$$(4) \quad y(t) = v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

A curva da bola tem como forma uma parábola, que é definida pela equação.

$$(5) \quad y(x) = \tan \alpha \cdot x - \frac{1}{2} \cdot \frac{g}{(v_0 \cdot \cos \alpha)^2} \cdot x^2$$

No instante

$$(6) \quad t_1 = \frac{v_0 \cdot \sin \alpha}{g}$$

a bola chega ao ponto mais alto da parábola e no instante

$$(7) \quad t_2 = 2 \cdot \frac{v_0 \cdot \sin \alpha}{g}$$

novamente à altura inicial 0. A altura da parábola é

$$(8) \quad h = y(t_1) = \frac{v_0^2}{2 \cdot g} \cdot \sin^2 \alpha$$

e o comprimento

$$(9) \quad s = x(t_2) = 2 \cdot \frac{v_0^2}{g} \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

No experimento, as curvas de uma bola de madeira sob uso de uma barra com dois ponteiros, farão o levantamento da topografia a partir do ângulo de lançamento e da velocidade.

ANÁLISE

Com ângulo de lançamento $\alpha = 45^\circ$ o comprimento máximo s_{\max} de qualquer curvatura será calculado. A partir daí, a velocidade será calculada. De acordo com a eq. 9 têm-se

$$v_0 = \sqrt{g \cdot s_{\max}}$$

Uma análise exata dos dados medidos mostra que até a resistência do ar deve ser incluída e a curvatura diverge independentemente da forma da parábola.




Fig. 1: Parábola medida e com a inclusão da resistência do ar pela velocidade mínima e em diferentes ângulos de lançamento