

## TAREFAS

- Registro da oscilação em fase e determinação da sua duração de oscilação  $T_+$ .
- Registro da oscilação afásica e determinação da sua duração de oscilação  $T_-$ .
- Registro de uma oscilação acoplada e determinação da sua duração de oscilação  $T$  assim como da duração de suspensão  $T_\Delta$ .
- Comparação dos valores medidos com os valores calculados a partir da duração de oscilação própria  $T_+$  e  $T_-$ .

## OBJETIVO

Registro e análise das oscilações de dois pêndulos idênticos e acoplados

## RESUMO

A oscilação de dois pêndulos idênticos e acoplados pode ser caracterizada pela duração da oscilação e da duração da suspensão. Sendo que a duração da duração da suspensão é a distância entre dois pontos no tempo nos quais um pêndulo oscila em cada caso com a amplitude mínima. As duas grandezas podem ser calculadas a partir das durações de ambas as oscilação próprias para a oscilação em fase ou afásica dos pêndulos acoplados.

## APARELHOS NECESSÁRIOS

Número	Instrumentos	Artigo Nº
2	Pêndulo de vara com registrador de ângulo (230 V, 50/60 Hz)	U8404275-230 ou
	Pêndulo de vara com registrador de ângulo (115 V, 50/60 Hz)	U8404275-115
1	Mola helicoidais 3,0 N/m	U15027
2	Fixador de mesa	U13260
2	Vara de apoio, 1000 mm	U15004
1	Vara de apoio, 470 mm	U15002
4	Manga universal	U13255
2	Cabo HF, BNC / conector de 4 mm	U11257
1	3B NETlog™ (230 V, 50/60 Hz)	U11300-230 ou
	3B NETlog™ (115 V, 50/60 Hz)	U11300-115
1	3B NETlab™	U11310

## FUNDAMENTOS GERAIS

Durante a oscilação de dois pêndulos acoplados, a energia de oscilação é transferida entre os ambos pêndulos de um lado para o outro. Se os dois pêndulos são idênticos e a sua oscilação é lançada de modo que no começo um dos pêndulos se encontra em posição de repouso enquanto que o outro oscila, assim a transferência de energia é até mesmo completa. Ou seja, a cada vez

um dos pêndulos chega a posição de repouso total, enquanto que o outro oscila na sua amplitude máxima. O tempo transcorrido entre dois pontos de repouso de um dos pêndulos, ou em geral entre dois momentos nos quais o pêndulo oscila com a mínima amplitude, é chamado  $T_\Delta$ .

As oscilações de dois pêndulos matemáticos idênticos e acoplados podem ser descritas como a superposição de duas oscilações próprias. Estas oscilações próprias podem ser observadas quando os pêndulos são levados a oscilar em fase ou de modo afásico. No primeiro caso os pêndulos oscilam sem influência do acoplamento com a frequência do pêndulo não acoplado, no segundo caso, eles oscilam com a influência máxima do acoplamento com uma frequência própria maior. Todas as outras oscilações podem ser representadas como sobreposições destas duas oscilações. A equação de movimento dos pêndulos tem a forma:

$$(1) \quad \begin{aligned} L \cdot \varphi_1 + g \cdot \varphi_1 + k \cdot (\varphi_1 - \varphi_2) &= 0 \\ L \cdot \varphi_2 + g \cdot \varphi_2 + k \cdot (\varphi_2 - \varphi_1) &= 0 \end{aligned}$$

$g$ : Aceleração da gravidade,  $L$ : Comprimento do pêndulo,  
 $k$ : Constante de acoplamento.

Para as grandezas auxiliares (primeiro introduzidas de forma aleatória)  $\varphi_+ = \varphi_1 + \varphi_2$  e  $\varphi_- = \varphi_1 - \varphi_2$  resultam então as equações de movimento:

$$(2) \quad \begin{aligned} L \cdot \varphi_+ + g \cdot \varphi_+ &= 0 \\ L \cdot \varphi_- + (g + 2k) \cdot \varphi_- &= 0 \end{aligned}$$

Cujas soluções

$$(3) \quad \begin{aligned} \varphi_+ &= a_+ \cdot \cos(\omega_+ t) + b_+ \cdot \sin(\omega_+ t) \\ \varphi_- &= a_- \cdot \cos(\omega_- t) + b_- \cdot \sin(\omega_- t) \end{aligned}$$

Com as frequências circulares

$$(4) \quad \begin{aligned} \omega_+ &= \sqrt{\frac{g}{L}} \\ \omega_- &= \sqrt{\frac{g + 2k}{L}} \end{aligned}$$

correspondentes às oscilações próprias descritas com excitação em fase ou afásica (é válido  $\varphi_+ = 0$  no caso da oscilação afásica e  $\varphi_- = 0$  no caso da oscilação em fase).

Os balanços do pêndulo podem ser calculados a partir da soma ou da diferença das duas grandezas auxiliares, e assim obtém-se a solução

$$(5) \quad \begin{aligned} \varphi_1 &= \frac{1}{2} \cdot (a_+ \cdot \cos(\omega_+ t) + b_+ \cdot \sin(\omega_+ t) + a_- \cdot \cos(\omega_- t) + b_- \cdot \sin(\omega_- t)) \\ \varphi_2 &= \frac{1}{2} \cdot (a_+ \cdot \cos(\omega_+ t) + b_+ \cdot \sin(\omega_+ t) - a_- \cdot \cos(\omega_- t) - b_- \cdot \sin(\omega_- t)) \end{aligned}$$

Sendo que aqui, os parâmetros  $a_+$ ,  $a_-$ ,  $b_+$  e  $b_-$  são primeiramente grandezas aleatórias que podem ser calculadas a partir do estado de oscilação de ambos pêndulos no momento  $t = 0$ . O seguinte caso é o mais fácil de inter-

pretar, sendo que é dado quando o pêndulo 1 no momento 0 a partir da posição zero ganha um ângulo inicial de velocidade  $\psi_0$ , enquanto o pêndulo 2 na posição zero encontra-se em repouso.

$$(6) \quad \begin{aligned} \varphi_1 &= \frac{1}{2} \cdot \left( \frac{\psi_0}{\omega_+} \cdot \sin(\omega_+ t) + \frac{\psi_0}{\omega_-} \cdot \sin(\omega_- t) \right) \\ \varphi_2 &= \frac{1}{2} \cdot \left( \frac{\psi_0}{\omega_+} \cdot \sin(\omega_+ t) - \frac{\psi_0}{\omega_-} \cdot \sin(\omega_- t) \right) \end{aligned}$$

Então é válido para as velocidades de ambos pêndulos:

$$(7) \quad \begin{aligned} \dot{\varphi}_1 &= \frac{\psi_0}{2} \cdot (\cos(\omega_+ t) + \cos(\omega_- t)) \\ \dot{\varphi}_2 &= \frac{\psi_0}{2} \cdot (\cos(\omega_+ t) - \cos(\omega_- t)) \end{aligned}$$

Após uma reformulação matemática obtém-se

$$(8) \quad \begin{aligned} \varphi_1 &= \psi_0 \cdot \cos(\omega_\Delta t) \cdot \cos(\omega t) \\ \varphi_2 &= \psi_0 \cdot \sin(\omega_\Delta t) \cdot \cos(\omega t) \end{aligned} \quad \text{com (9) } \quad \begin{aligned} \omega_\Delta &= \frac{\omega_- - \omega_+}{2} \\ \omega &= \frac{\omega_+ + \omega_-}{2} \end{aligned}$$

Isto corresponde à oscilação de ambos pêndulos com a mesma frequência circular  $\omega$ , sendo que as suas velocidades de amplitude  $\psi_1$  e  $\psi_2$  são moduladas com a frequência circular  $\omega_\Delta$ :

$$(10) \quad \begin{aligned} \psi_1(t) &= \psi_0 \cdot \cos(\omega_\Delta t) \\ \psi_2(t) &= \psi_0 \cdot \sin(\omega_\Delta t) \end{aligned}$$

## ANÁLISE

A partir de (4) podem ser calculadas as durações de oscilação  $T_+$  e  $T_-$  das oscilações próprias em fase e afásicas:


$$T_+ = \frac{2\pi}{\omega_+} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \quad T_- = \frac{2\pi}{\omega_-} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g + 2k}}$$

Para duração de oscilação  $T$  da oscilação acoplada é válido por causa de (9):

$$\frac{2\pi}{T} = \omega = \frac{\pi}{T_+} + \frac{\pi}{T_-} \quad \text{e portanto} \quad T = 2 \cdot \frac{T_+ \cdot T_-}{T_+ + T_-}$$

As modulações de amplitude descritas em (10) é normalmente caracterizada por meio da duração de suspensão  $T_\Delta$ , sob a qual entendem-se dois momentos de repouso dos pêndulos:

$$\frac{2\pi}{2T_\Delta} = \omega_\Delta = \frac{\pi}{T_-} - \frac{\pi}{T_+} \quad \text{e portanto} \quad T_\Delta = \frac{T_+ \cdot T_-}{T_+ - T_-}$$



Oscilação acoplada em geral

Oscilação acoplada em fase

Oscilação acoplada afásica