



Pêndulo de torção segundo Prof. Pohl 1002956

Instruções para o uso

06/18 ALF



- ① Motor do excitador
- ② Botão rotativo para o ajuste fino da tensão do excitador
- ③ Botão rotativo para o ajuste grosseiro da tensão do excitador
- ④ Anel graduado
- ⑤ Corpo pendular
- ⑥ Mola caracol
- ⑦ Indicador da situação de fase do excitador
- ⑧ Indicador da situação de fase do corpo pendular
- ⑨ Indicador do ângulo de oscilação do corpo pendular
- ⑩ Excitador
- ⑪ Freio de corrente parasita
- ⑫ Fresta de controle e parafuso para o ajuste da amplitude do excitador
- ⑬ Vara para impulso
- ⑭ Roda de acionamento com excêntrico
- ⑮ Tomadas de segurança de 4 mm para a medição da tensão do excitador
- ⑯ Tomadas de segurança de 4 mm para a alimentação do motor do excitador
- ⑰ Tomadas de segurança de 4 mm para a alimentação do freio de corrente parasita



O pêndulo de torção serve para a análise de oscilações livres, forçadas e caóticas em diferentes casos de amortecimento.

Temas para experiências:

- Vibrações de torção livres em diferentes amortecimentos (queda na oscilação com amortecimento moderado, oscilação aperiódica e queda aperiódica da limitação)
- Oscilações forçadas e suas curvas de ressonância em vários casos de amortecimentos
- Transição física entre excitador e ressonador com queda de ressonância
- Oscilações de torção caóticas
- Determinação estática da grandeza de referência D
- Determinação dinâmica do momento de inércia J

1. Indicações de segurança

- Ao retirar o pêndulo de torção da sua embalagem, nunca o pegue pelo anel graduado! Podem ocorrer

danos! Sempre retire o aparelho com o dispositivo previsto para isto! (Interior da embalagem).

- Para transportar o pêndulo de torção, sempre pegue o aparelho pela base.
- Não ultrapassar a tensão de alimentação máxima admitida do motor do excitador (24 V DC).
- O pêndulo de torção não deve ser sujeito a qualquer esforço físico desnecessário.

2. Descrição, dados técnicos

O pêndulo de torção segundo Prof. Pohl consiste num sistema oscilatório montado sobre uma placa base de madeira e um motor elétrico. O sistema oscilatório consiste numa roda de cobre com rolamento (5), a qual está conectada com a vara do excitador por meio de uma mola espiral (6) que por sua vez fornece o momento de restituição. Para a excitação do pêndulo de torção, utiliza-se um motor de corrente contínua com número de rotações ajustável de modo aproximado ou preciso, o qual expande e comprime a mola espiral

numa seqüência periódica através de um excêntrico (14) com uma vara de impulso (13), levando assim a roda de cobre a oscilar. Para o amortecimento é utilizado um freio de corrente parasita eletromagnético (11). Um anel graduado (4) com frestas e uma escala com divisões de 2 mm envolve o sistema oscilatório; indicadores encontram-se no excitador e no ressoador. O aparelho também pode ser utilizado para a projeção de sombras em demonstrações.

Frequência própria: aprox. 0,5 Hz.

Frequência do excitador: 0 até 1,3 Hz (ajustável sem escalonamento)

Conexões:

motor: máx. 24 V DC, 0,7 A, por tomadas de segurança de 4 mm

freio de corrente parasita: 0 até 20 V DC, máx. 2 A, por tomadas de segurança de 4 mm

Anel graduado: 300 mm Ø

Medidas: 400 mm x 140 mm x 270 mm

Massa: 4 kg

2.1 Fornecimento

1 pêndulo de torção

2 massas adicionais de 10 g

2 massas adicionais de 20 g

3. Fundamentos teóricos

3.1 Símbolos utilizados nas fórmulas

D	=	Grandeza de referência angular
J	=	Momento de inércia da massa
M	=	Momento de torção de restituição
T	=	Duração do período
T_0	=	Duração do período do sistema sem amortecimento
T_d	=	Duração do período do sistema com amortecimento
\widehat{M}_E	=	Amplitude do momento de torção do excitador
b	=	Momento do amortecimento
n	=	Número de períodos
t	=	Tempo
Λ	=	Decremento logarítmico
δ	=	Constante de amortecimento
φ	=	Deslocamento angular
$\widehat{\varphi}_0$	=	Amplitude no tempo $t = 0$ s
$\widehat{\varphi}_n$	=	Amplitude após n períodos
$\widehat{\varphi}_E$	=	Amplitude do excitador
$\widehat{\varphi}_S$	=	Amplitude do sistema
ω_0	=	Frequência própria do sistema oscilatório
ω_d	=	Frequência própria do sistema amortecido
ω_E	=	Frequência circular do excitador

$\omega_{E\text{ res}}$ = Frequência circular para a amplitude máx.

Ψ_{0S} = Ângulo de fase do sistema

3.2 Oscilações de torção harmônicas

Uma oscilação de torção harmônica se dá quando a força de restituição é proporcional ao deslocamento angular. Nas oscilações de torção harmônicas, o momento de torção de reação é proporcional ao deslocamento angular φ :

$$M = D \cdot \varphi$$

O fator de proporcionalidade D (grandeza de referência angular) pode ser calculado através da medição do deslocamento angular e do momento deslocador.

A frequência própria circular do sistema ω_0 resulta das medições da duração do período T a partir de

$$\omega_0 = 2 \pi / T$$

e do momento de inércia da massa J a partir de

$$\omega_0^2 = \frac{D}{J}$$

3.3 Oscilações de torção livres amortecidas

Num sistema oscilatório no qual energia é perdida por causa de perdas por atrito sem que esta energia seja compensada por aporte externo de energia, a amplitude diminui constantemente, ou seja, a oscilação é amortecida.

Enquanto isso, o momento de amortecimento b é proporcional à velocidade angular $\dot{\varphi}$.

A partir do equilíbrio de momentos de torção resulta a equação de movimento

$$J \cdot \ddot{\varphi} + b \cdot \dot{\varphi} + D \cdot \varphi = 0$$

Para a oscilação sem amortecimento vale $b = 0$

Se a oscilação no tempo $t = 0$ s começa com a amplitude máxima $\widehat{\varphi}_0$ a solução da equação diferencial com um amortecimento não muito forte resulta em ($\delta^2 < \omega_0^2$) (caso oscilatório)

$$\varphi = \widehat{\varphi}_0 \cdot e^{-\delta \cdot t} \cdot \cos(\omega_d \cdot t)$$

$\delta = b/2J$ é a constante de amortecimento e

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

é a frequência própria do sistema amortecido.

No caso de um amortecimento forte ($\delta^2 > \omega_0^2$) o sistema não oscila, mais se arrasta para o ponto de descanso (caso de arraste).

A duração de período T_d do sistema oscilatório amortecido só varia muito pouco com relação ao valor T_0 do sistema oscilatório sem amortecimento.

Pela introdução de $t = n \cdot T_d$ na equação

$$\varphi = \widehat{\varphi}_0 \cdot e^{-\delta \cdot t} \cdot \cos(\omega_d \cdot t)$$

e a amplitude após n períodos $\varphi = \widehat{\varphi}_n$ obtém-se com a relação $\omega_d = 2 \pi / T_d$

$$\frac{\widehat{\varphi}_n}{\widehat{\varphi}_0} = e^{-n \cdot \delta \cdot T_d}$$

e a partir disso o decremento logarítmico Λ :

$$\Lambda = \delta \cdot T_d = \frac{1}{n} \cdot \ln \left[\frac{\widehat{\varphi}_n}{\widehat{\varphi}_0} \right] = \ln \left[\frac{\widehat{\varphi}_n}{\widehat{\varphi}_{n+1}} \right]$$

Pela introdução de $\delta = \Lambda / T_d$, $\omega_0 = 2\pi / T_0$ e $\omega_d = 2\pi / T_d$ na equação

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

obtem-se:

$$T_d = T_0 \cdot \sqrt{1 + \frac{\Lambda^2}{4\pi^2}}$$

pele qual a duração de período T_d pode ser calculada exatamente se o valor T_0 é conhecido.

3.4 Oscilações de torção forçadas

No caso de oscilações de torção forçadas, um momento de torção variável periodicamente com uma função seno age do exterior sobre o sistema oscilatório. Completa-se esse momento do excitador na equação de movimento

$$J \cdot \ddot{\varphi} + b \cdot \dot{\varphi} + D \cdot \varphi = \widehat{M}_E \cdot \sin(\omega_E \cdot t)$$

Depois da iniciação da oscilação, o pêndulo de torção oscila num estado estacionário com a mesma frequência circular que o excitador, sendo que não se encontra defasado nem com ω_E ou contra ω_0 . Ψ_{05} é o ângulo de fase do sistema, a defasagem entre o sistema oscilatório e o excitador.

$$\varphi = \widehat{\varphi}_S \cdot \sin(\omega_E \cdot t - \Psi_{05})$$

Para a amplitude do sistema $\widehat{\varphi}_S$ é válido

$$\widehat{\varphi} = \frac{\frac{\widehat{M}_E}{J}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_E^2)^2 + 4\delta^2 \cdot \omega_E^2}}$$

Para a relação entre a amplitude do sistema e a amplitude do excitador é válido

$$\frac{\widehat{\varphi}_S}{\widehat{\varphi}_E} = \frac{\frac{\widehat{M}_E}{J}}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega_E}{\omega_0}\right)^2\right]^2 + 4\left(\frac{\delta}{\omega_0}\right)^2 \cdot \left(\frac{\omega_E}{\omega_0}\right)^2}}$$

Nas oscilações sem amortecimento, a amplitude, em caso de ressonância (ω_E igual a ω_0) cresce teoricamente infinitamente e leva ao “colapso por ressonância”. Nas oscilações amortecidas e com amortecimento não muito forte a amplitude do sistema atinge seu máximo, sendo que a frequência circular do excitador $\omega_{E\text{res}}$ é menor do que a frequência própria do sistema. Esta

frequência resulta de

$$\omega_{E\text{res}} = \omega_0 \cdot \sqrt{1 - \frac{2\delta^2}{\omega_0^2}}$$

Com amortecimento forte não há aumento excessivo de amplitude.

Para o ângulo de fase do sistema Ψ_{05} é válido

$$\Psi_{05} = \arctan \left(\frac{2\delta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \right)$$

Para $\omega_E = \omega_0$ (ressonância), o ângulo de fase do sistema $\Psi_{05} = 90^\circ$. Isto é válido também para $\delta = 0$ com a extrapolação correspondente.

No caso das oscilações amortecidas ($\delta > 0$) e $\omega_E < \omega_0$ resulta $0^\circ \leq \Psi_{05} \leq 90^\circ$, para $\omega_E > \omega_0$ é válido $90^\circ \leq \Psi_{05} \leq 180^\circ$.

No caso de oscilações sem amortecimento ($\delta = 0$) é válido $\Psi_{05} = 0^\circ$ com $\omega_E < \omega_0$ e $\Psi_{05} = 180^\circ$ para $\omega_E > \omega_0$.

4. Utilização

4.1 Oscilações de torção livres amortecidas


- Conectar o freio de corrente parasita com a saída para tensão ajustável do transformador de alimentação do pêndulo de torção.
- Conectar o amperímetro com o circuito elétrico.
- Determinar a constante de amortecimento dependendo da corrente.

4.2 Oscilações de torção forçadas

- Conectar as tomadas de conexão (16) do motor do excitador com a saída de tensão fixa do transformador do pêndulo de torção.
- Conectar o voltímetro com as tomadas de conexão (15) do motor do excitador.
- Determinar a amplitude de oscilação em relação de dependência com a frequência do excitador ou com a tensão de alimentação.
- Caso seja necessário, conectar o freio de corrente parasita com a saída de tensão ajustável do transformador do pêndulo de torção.

4.3 Oscilações caóticas

- Para a produção de oscilações caóticas, encontram-se 4 massas adicionais, estas modificam o momento de restauração linear do pêndulo de torção.
- Para tal, aparafusar as massas adicionais no corpo pendular (5).



5. Exemplos de experiências

5.1 Oscilações de torção livres amortecidas

- Para determinar o decaimento logarítmico Λ , medem-se e estabelece-se a média das amplitudes em várias operações. Para tal, regista-se o balanço do pêndulo na escala em duas séries de medições, a cada vez com leitura à esquerda e à direita.
- O ponto inicial do pêndulo encontrava-se em 15 ou -15 na escala. Cinco deslocamentos foram registrados.
- Da relação entre as amplitudes, obtém-se Λ com a fórmula

$$\Lambda = \ln \left[\frac{\widehat{\varphi}_n}{\widehat{\varphi}_{n+1}} \right]$$

n	$\widehat{\varphi} -$				$\widehat{\varphi} +$			
0	-15	-15	-15	-15	15	15	15	15
1	-14,8	-14,8	-14,8	-14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
2	-14,4	-14,6	-14,4	-14,6	14,4	14,4	14,6	14,4
3	-14,2	-14,4	-14,0	-14,2	14,0	14,2	14,2	14,0
4	-13,8	-14,0	-13,6	-14,0	13,8	13,8	14,0	13,8
5	-13,6	-13,8	-13,4	-13,6	13,4	13,4	13,6	13,6

n	$\emptyset \widehat{\varphi} -$	$\emptyset \widehat{\varphi} +$	$\Lambda -$	$\Lambda +$
0	-15	15		
1	-14,8	14,8	0,013	0,013
2	-14,5	14,5	0,02	0,02
3	-14,2	14,1	0,021	0,028
4	-13,8	13,8	0,028	0,022
5	-13,6	13,5	0,015	0,022

- O valor obtido para Λ é $\Lambda = 0,0202$.
- Para duração de oscilação T do pêndulo é válido $t = n \cdot T$. Para tal, medir o tempo par 10 oscilações com um cronômetro e calcular T .

$$T = 1,9 \text{ s}$$

- A partir destes valores pode-se determinar a constante de amortecimento δ com $\delta = \Lambda / T$.

$$\delta = 0,0106 \text{ s}^{-1}$$

- Para a frequência própria ω é válido

$$\omega = \sqrt{\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 - \delta^2}$$

$$\omega = 3,307 \text{ Hz}$$

5.2 Oscilações de torção livres amortecidas

- Para determinar a constante de amortecimento δ em relação de dependência com a corrente I através do ímã eletromagnético, foi realizado o mesmo ensaio com o freio de corrente parasita ligado com $I = 0,2 \text{ A}$, $0,4 \text{ A}$ e $0,6 \text{ A}$.

I = 0,2 A

n	$\widehat{\varphi} -$				$\emptyset \widehat{\varphi} -$	$\Lambda -$
0	-15	-15	-15	-15	-15	
1	-13,6	-13,8	-13,8	-13,6	-13,7	0,0906
2	-12,6	-12,8	-12,6	-12,4	-12,6	0,13
3	-11,4	-11,8	-11,6	-11,4	-11,5	0,0913
4	-10,4	-10,6	-10,4	-10,4	-10,5	0,0909
5	9,2	-9,6	-9,6	-9,6	-9,5	0,1

- Com $T = 1,9 \text{ s}$ e média de $\Lambda = 0,1006$ resulta a constante de amortecimento: $\delta = 0,053 \text{ s}^{-1}$

I = 0,4 A

n	$\widehat{\varphi} -$				$\emptyset \widehat{\varphi} -$	$\Lambda -$
0	-15	-15	-15	-15	-15	
1	-11,8	-11,8	-11,6	-11,6	-11,7	0,248
2	-9,2	-9,0	-9,0	-9,2	-9,1	0,25
3	-7,2	-7,2	-7,0	-7,0	-7,1	0,248
4	-5,8	-5,6	-5,4	-5,2	-5,5	0,25
5	-4,2	-4,2	-4,0	-4,0	-4,1	0,29

- Com $T = 1,9 \text{ s}$ e média de $\Lambda = 0,257$ resulta a constante de amortecimento: $\delta = 0,135 \text{ s}^{-1}$

I = 0,6 A

n	$\widehat{\varphi} -$				$\emptyset \widehat{\varphi} -$	$\Lambda -$
0	-15	-15	-15	-15	-15	
1	-9,2	-9,4	-9,2	-9,2	-9,3	0,478
2	-5,4	-5,2	-5,6	-5,8	-5,5	0,525
3	-3,2	-3,2	-3,2	-3,4	-3,3	0,51
4	-1,6	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	0,606
5	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,81

- Com $T = 1,9 \text{ s}$ e média de $\Lambda = 0,5858$ resulta a constante de amortecimento: $\delta = 0,308 \text{ s}^{-1}$

5.3 Oscilações de torção forçadas

- Para determinar amplitude de oscilação dependendo da frequência do excitador ou da tensão de alimentação regista-se a oscilação máxima do corpo pendular.

T = 1,9 s

Tensão do motor V	$\widehat{\varphi}$
3	0,8
4	1,1
5	1,2
6	1,6
7	3,3
7,6	20,0
8	16,8
9	1,6
10	1,1

- A frequência circular do sistema ω_0 obtém-se pela medição da duração de período T

$$\omega_0 = 2 \pi/T = 3,3069 \text{ Hz}$$
- Com uma tensão de motor de 7,6 V ocorre a maior distância angular, ou seja, ocorre o caso de ressonância.
- Logo foi efetuado o mesmo ensaio com o freio de corrente parasita ligado com I = 0,2 A, 0,4 A e 0,6 A.

I = 0,2 A

Tensão do motor V	$\hat{\varphi}$
3	0,9
4	1,1
5	1,2
6	1,7
7	2,9
7,6	15,2
8	4,3
9	1,8
10	1,1

I = 0,4 A


Tensão do motor V	$\hat{\varphi}$
3	0,9
4	1,1

5	1,3
6	1,8
7	3,6
7,6	7,4
8	3,6
9	1,6
10	1,0

I = 0,6 A

Tensão do motor V	$\hat{\varphi}$
3	0,9
4	1,1
5	1,2
6	1,6
7	2,8
7,6	3,6
8	2,6
9	1,3
10	1,0

- A partir destas medições pode-se representar as curvas de ressonância de forma gráfica integrando as amplitudes dependendo da tensão do motor.
- Pela amplitude dos valores médios do gráfico pode-se determinar graficamente a frequência de ressonância.



Curvas de ressonância