

Indicador de carga 1009962

Instrução de operação

02/13 ALF



- 1 Chave Liga/Desliga
- 2 Placa de contato
- 3 Indicador de carga negativa (azul)
- 4 Indicador de carga positiva (vermelho)
- 5 Placa de contato inferior (lado inferior)

1. Descrição

O indicador de carga se destina à comprovação de cargas elétricas e seus sinais por meio do acionamento de LED azul ou vermelho com o contato ou aproximação de objeto dotado de portadores de carga.

2. Fornecimento

- 1 indicador de carga
- 2 baterias

3. Dados Técnicos

Dimensões:	aprox. 62x67x20 mm ³
Massa:	aprox. 85 g
Bateria:	AA 1,5 V (2x)

4. Utilização

4.1 Determinação do sinal de carga

- Ligar indicador de carga. Para isto, colocar a chave na posição ON.
- Aproximar ou encostar o objeto dotado de portadores de carga na placa de contato.



No caso de cargas negativas, o LED azul brilhará, no caso de cargas positivas, será o LED vermelho.

- Para descarga do indicador de carga, promover contato entre a placa de contato superior e a inferior.
- Após o uso, desligar o indicador de carga. Para isto, colocar a chave na posição OFF.

4.2 Trocar a pilha

4.2.1 Indicações gerais

- Controlar o estado da pilha de vez em quando.

-  Retirar do aparelho as pilhas que estejam descarregadas ou que estejam danificadas.
-  Em caso de armazenamento prolongado também retirar a pilha do aparelho.
- Não dispor das baterias descarregadas no lixo caseiro. Devem ser observados os regulamentos legais do local (D: BattG; EU: 2006/66/EG).

4.2.2 Trocar a pilha

- Remover o parafuso na parte inferior do invólucro e retirar a parte inferior do invólucro.
- Inserir pilhas novas. Atentar para a polaridade correta.

A polaridade está indicada com símbolos de mais e de menos.

- Fechar a armação.

5. Eliminação

- A embalagem deve ser eliminada nas dependências locais de reciclagem.
- Em caso que o próprio aparelho deva ser descartado, então este não pertence ao lixo doméstico normal. É necessário cumprir com a regulamentação local para a eliminação de descarte eletrônico.

