

# COMO LIMPAR O Seu Modelo Anatômico



## ➤ Um guia rápido para a limpeza do seu Modelo Anatômico 3B Scientific®\*

“O mais importante a saber sobre o coronavírus nas superfícies é que podem ser facilmente limpas com desinfetantes domésticos comuns que irão matar o vírus. Estudos demonstraram que o vírus COVID-19 pode sobreviver até 72 horas em plástico e aço inoxidável, menos de 4 horas em cobre e menos de 24 horas em papelão”.

– Organização Mundial de Saúde (OMS)

Preocupado com a saúde, bem estar e segurança de nossos clientes. Preparamos algumas orientações que tem se mostrado eficientes na higienização de nossos produtos, diminuindo os riscos de contaminação por COVID-19 sem a danificação das peças.

Os **modelos de anatomia 3B Scientific®** são fabricados a partir de materiais da mais alta qualidade e só utilizamos cores de longa duração para terminar os detalhes anatômicos. Por favor, siga os passos abaixo para limpar o seu modelo anatômico, mantendo as suas peças e pintura seguras.



### Passo 1:

Após a utilização do modelo anatômico, todas as peças devem ser desmontadas e distribuídas em cima de uma bancada já higienizada.

**Importante:** Para a sanitização, por favor utilizar desinfetantes que não contenham álcool na sua composição\*\*, tais como desinfetantes contendo quaternários de amônio. O álcool poderia danificar a tinta do seu modelo anatômico, tais danos seriam excluídos de uma garantia do produto.



### Passo 2:

Utilizar luvas para aplicar uniformemente o desinfetante em todas as partes. Em alternativa, a superfície pode ser limpa com água quente e agentes de limpeza suaves e neutros, tais como sabão ou detergente.

### Passo 3:

Siga as instruções do desinfetante que está utilizando. Alguns fabricantes recomendam que se deixe o desinfetante atuar durante alguns minutos.

### Passo 4:

Passado o período, utilizar um pano ou compressa limpo e seco para remover o excesso e deixar secar por completo antes de guarda-lo.

Este procedimento deve ser repetido após cada utilização.

Para mais informações, favor contactar a sua Equipa de Serviço ao Cliente 3B Scientific.

\* Aviso: É possível que os vírus, bactérias e germes ainda possam permanecer no modelo.

\*\*IMPORTANTE: O álcool pode danificar as peças. Leia a composição do produto antes de aplica-lo. Utilizar apenas produtos regularizados pela ANVISA



MAIS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS EM [3BSCIENTIFIC.COM](http://3BSCIENTIFIC.COM)



Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda. • Rua Landmann, 92 B • Costa e Silva • CEP 89217-420 Joinville - SC • Brasil  
[3bscientific.com.br](http://3bscientific.com.br) • Fone: +55 (0) 47 3464-1818 • E-mail: [vendas@3bscientific.com](mailto:vendas@3bscientific.com)